

# Eye Pose Tool – Full Baseline Technical Design Document (Bilingual)

# 眼位九宫格工具 —— 基线技术设计文档（中英文双语）

本文件综合了我们在本次对话中对 1 – 10 章的全部共识，是今后所有开发者和 AI 模型继续开发本项目的唯一权威基线。

---

## Chapter 1. Project Overview / 第 1 章 项目概述

---

### 1.1 Purpose / 目的

- The Eye Pose Tool is an Android-based clinical utility to automatically process multi-direction gaze photos and generate a standardized 3 × 3 eye-position mosaic.
- 眼位九宫格工具是一个基于 Android 的临床辅助工具，自动处理多方向眼位照片，并生成标准化的 3 × 3 九宫格眼位图，用于病历记录和临床对比。

### 1.2 Target Users / 目标用户

- Ophthalmologists, orthoptists, clinical researchers.
- 眼科医生、斜弱视与视功能医生、临床研究人员。

### 1.3 Core Value / 核心价值

- Automatic cropping with a fixed 2:1 aspect ratio (眉毛 鼻梁，上下；脸廓 耳廓，左右)。
- Automatic gaze direction classification into 9 directions (UL, U, UR, L, C, R, DL, D, DR) regardless of input order.
- Automatic placement into a fixed 3 × 3 grid (B-area), with optional manual drag correction.
- High-quality JPEG export (quality=100, subsampling=0) suitable for medical records.

### 1.4 Design Principles / 设计原则

- 文档是唯一真相：所有行为以本 Baseline 文档为准。
- 机器自动为主，人为拖拽纠错为辅。
- 输入顺序任意（A 区），输出布局标准（B 区九宫格）。
- 算法可替换，接口和数据结构必须保持兼容。

---

## Chapter 2. Core Workflow / 第 2 章 核心流程

---

### 2.1 High-level Workflow / 总体流程

1. User selects 1 – 9 photos in any order    A-area shows raw thumbnails.
2. Flutter calls Python to process all images:
  - Face & eye detection
  - Eye pose normalization (roll correction + centering)
  - 2:1 cropping
  - Gaze direction estimation (9 directions)

3. Flutter auto-fills B-area  $3 \times 3$  grid based on directions.
4. Doctor may drag images in B-area to correct misplacements.
5. User taps “ Save Photos ” to export a final  $3 \times 3$  mosaic to the gallery.

## 2.2 A-area (Raw Input) / A 区 ( 原始输入 )

- $3 \times 3$  grid showing up to 9 original photos.
- The order has \*\*no meaning\*\* for directions.
- A-area is purely for input preview.

## 2.3 Automatic Image Processing / 自动图像处理

- 每张图片都经过：人脸检测    眼睛与虹膜定位    眼位几何标准化（双眼连线水平、鼻梁居中）
- 2:1 裁剪    视线方向分类。

## 2.4 Gaze Direction Estimation / 视线方向判定

- For each eye, compute dx, dy:  
 $dx = (pupil\_x - eye\_center\_x) / eye\_width$   
 $dy = (pupil\_y - eye\_center\_y) / eye\_height$
- Use thresholds  $T_x=0.25$ ,  $T_y=0.25$  to classify Left/Center/Right and Up/Center/Down.
- Combine to 9 directions: upLeft, up, upRight, left, center, right, downLeft, down, downRight.

## 2.5 B-area Auto Layout / B 区自动布局

- Fixed layout:  
Row1: upLeft | up | upRight  
Row2: left | center | right  
Row3: downLeft | down | downRight
- Each GazeResult is mapped to one cell according to its direction.
- If multiple images share same direction: keep the one with higher confidence, others go to a candidate list (optional).

## 2.6 Manual Drag Correction / 拖拽纠错

- Long-press to drag a cell in B-area; dropping onto another cell swaps the two.
- Manual operations override automatic classification for final export.

## 2.7 Export / 导出

- Combine B-area current layout into one  $3 \times 3$  high-quality JPEG.
- Save to Android gallery; the exported mosaic must visually match B-area exactly.

-----

# Chapter 3. UI Specification / 第 3 章 UI 设计规范

-----

## 3.1 Overall Layout / 整体布局

- Single scrollable page (SingleChildScrollView).
- Layout from top to bottom:

A-area (3 × 3 raw grid)

B-area (3 × 3 processed grid, draggable)

C-area (3 buttons: Select / Process / Save)

### 3.2 A-area / A 区

- 3 × 3 non-scrollable grid, 9 cells.
- Shows original photos or placeholders with “ + ” icon.
- Does not indicate gaze directions.

### 3.3 B-area / B 区

- 3 × 3 grid, fixed semantics per position:  
(0,0)=upLeft, (0,1)=up, (0,2)=upRight,  
(1,0)=left, (1,1)=center, (1,2)=right,  
(2,0)=downLeft, (2,1)=down, (2,2)=downRight.
- Displays processed 2:1 cropped images.
- Supports long-press drag-and-drop to swap cells.

### 3.4 C-area Buttons / C 区按钮

- Select Photos: open system picker, allow 1 – 9 selection, refill A-area and clear B-area.
- Process Photos: send current A-area images to Python, fill B-area with results; disabled if no images.
- Save Photos: export B-area mosaic; disabled if B-area has no processed images.

### 3.5 State Management / 状态管理

- Recommended: Riverpod.
- Core states:
  - rawPhotos: list of original paths.
  - processedGrid: List length 9.
  - processingState: idle / processing / done.
  - errorMessage: last error to show.

### 3.6 Error UI / 错误提示

- Use Snackbar or AlertDialog.
- Examples:
  - “ 请先选择照片 / Please select photos first. ”
  - “ 未检测到人脸 / Face not detected. ”

---

## Chapter 4. Python Processing Module / 第 4 章 Python 图像处理模块

---

### 4.1 Responsibilities / 职责

- Read input images.
- Detect face & landmarks (Mediapipe FaceMesh/Iris).

- Normalize head pose (roll correction; eye-eye line horizontal).
- Center nose line & eyes for cropping.
- Compute gaze direction dx/dy.
- Crop to 2:1 region (眉毛 鼻梁, 左右脸廓).
- Save processed images.
- Return JSON with direction, confidence, paths.

#### 4.2 Face & Iris Detection / 人脸与虹膜检测

- Use MediaPipe FaceMesh with refine\_landmarks=True.
- Key regions (indices may vary by version):
- Left eye contour
- Right eye contour
- Iris points for each eye
- Nose bridge top & nose tip

#### 4.3 Eye Pose Normalization / 眼位几何标准化算法

目标：

- 双眼连线水平，鼻梁线大致垂直居中。

步骤：

1. 计算左眼、右眼中心：L=(Lx,Ly), R=(Rx,Ry)。
2. 使用 atan2 计算眼-眼线倾角  $\text{angle\_deg} = \text{atan2}(\text{Ry}-\text{Ly}, \text{Rx}-\text{Lx}) * 180/\pi$ 。
3. 将整张图像绕中心旋转 -angle\_deg，使眼-眼线水平（roll 校正）。
4. 对所有 landmarks 应用同样的旋转（仿射变换），得到旋转后的 L', R', nose\_top', nose\_tip'。
5. 计算鼻梁中点 X 坐标： $\text{nose\_center\_x} = (\text{nose\_top}' .x + \text{nose\_tip}' .x)/2$ 。
6. 计算双眼中心高度： $\text{eyes\_center\_y} = (\text{L}' .y + \text{R}' .y)/2$ 。
7. 将裁剪框中心设置为 (nose\_center\_x, eyes\_center\_y)，必要时对 Y 略作上移，让眼睛稍高于垂直中心。
8. 确定 2:1 裁剪框宽高（可根据人脸尺寸或固定值计算），并从裁剪中心向四周扩展：
  - $\text{crop\_width} : \text{crop\_height} = 2 : 1$
  - $x1 = cx - \text{crop\_width}/2, x2 = cx + \text{crop\_width}/2$
  - $y1 = cy - \text{crop\_height}/2, y2 = cy + \text{crop\_height}/2$
9. 对 x1,y1,x2,y2 做边界裁剪，保证落在图像范围内。
10. 执行裁剪，得到最终标准化 2:1 图像，并输出  $\text{rotation\_angle} = -\text{angle\_deg}$  供调试使用。

#### 4.4 Gaze Vector Calculation / 视线偏移计算

- For each eye, compute pupil center and eye center.
- $\text{dx} = (\text{pupil\_x} - \text{eye\_center\_x}) / \text{eye\_width}$
- $\text{dy} = (\text{pupil\_y} - \text{eye\_center\_y}) / \text{eye\_height}$

#### 4.5 Direction Classification / 方向分类

- Thresholds: Tx=0.25, Ty=0.25.

- 水平 :  $dx < -Tx$  Left,  $dx > Tx$  Right,  $|dx| \leq Tx$  Center。
- 垂直 :  $dy < -Ty$  Up,  $dy > Ty$  Down,  $|dy| \leq Ty$  Center。
- Combine into 9 directions: upLeft, up, upRight, left, center, right, downLeft, down, downRight.

#### 4.6 Confidence Score / 置信度

- Based on:
  - Iris detection quality.
  - Consistency between left and right eye dx/dy.
  - Magnitude of deviation beyond thresholds.
- Range: 0.0 ~ 1.0.

#### 4.7 JSON Response / JSON 返回结构

Example:

```
{
  "results": [
    {
      "original_path": "/input/p1.jpg",
      "cropped_path": "/output/p1_crop.jpg",
      "direction": "upLeft",
      "confidence": 0.92,
      "rotation_angle": -3.2
    }
  ],
  "errors": []
}
```

#### 4.8 Error Codes / 错误码

- "NoFaceDetected"
- "IrisNotFound"
- "InvalidGazeVector"
- "LowConfidence"
- "CropFailed"
- "RotateFailed"
- "PythonCrash"
- "FileMissing"
- "UnsupportedFormat"

### 5.1 Communication / 通信方式

- Use `serious_python` as the bridge between Flutter and embedded Python.
- Flutter calls:  
`await SeriousPython.invoke("process_images", argsJson)`

### 5.2 Request JSON / 请求 JSON

```
{  
  "images": [  
    "/path/to/photo1.jpg",  
    "/path/to/photo2.jpg"  
  ]  
}
```

### 5.3 Response JSON / 返回 JSON

见第 4 章 4.7。Flutter 需解析 `results[]` 并映射到 B 区。

### 5.4 Mapping / 映射规则

- 由 `direction` 映射到 0 – 8 索引。
- `index = eyeDirectionToIndex(direction)`

---

## Chapter 6. Data Structures / 第 6 章 数据结构定义

---

### 6.1 EyeDirection Enum

- Values: `upLeft`, `up`, `upRight`, `left`, `center`, `right`, `downLeft`, `down`, `downRight`.

### 6.2 GazeResult (Dart)

```
class GazeResult {  
  final String originalPath;  
  final String croppedPath;  
  final EyeDirection direction;  
  final double confidence;  
  final double rotationAngle;  
}
```

### 6.3 ProcessResult (Dart)

```
class ProcessResult {  
  final List results;  
  final List errors;  
}
```

### 6.4 B-area Grid

- List grid = List.filled(9, null);
- 0..8 按照固定方向顺序映射。

#### 6.5 ExportResult

```
class ExportResult {  
  final String outputPath;  
  final bool success;  
  final String? error;  
}
```

---

### Chapter 7. Detailed Modules / 第 7 章 模块详细说明

---

#### 7.1 Flutter Modules

- ui/: home\_page.dart, grid\_a\_area.dart, grid\_b\_area.dart, button\_panel.dart, image\_viewer.dart
- models/: gaze\_result.dart, eye\_direction.dart, process\_result.dart
- providers/: raw\_photo\_provider.dart, grid\_provider.dart, python\_state\_provider.dart
- services/: python\_service.dart, export\_service.dart

#### 7.2 A-area Module

- Displays raw photos.
- No semantics about directions.

#### 7.3 B-area Module

- Displays processed & auto-sorted photos.
- Supports drag-and-drop.

#### 7.4 Drag Module

- Implemented via LongPressDraggable + DragTarget.
- Swaps GazeResult entries in grid list.

#### 7.5 Python Module

- processor.py as main logic.
- face\_detector.py, iris\_detector.py, gaze\_vector.py, direction\_classifier.py, cropper.py.

#### 7.6 Export Service

- Reads B-area grid.
- Asks Python (or Dart) to compose final 3 × 3 JPEG.
- Saves to gallery.

---

### Chapter 8. Edge Cases & Exceptions / 第 8 章 边界条件与异常处理

---

### 8.1 Empty A-area

- Show “ 请先选择照片 / Please select photos first. ”
- Disable Process button.

### 8.2 NoFaceDetected

- Skip that image, keep B-area cell empty.
- Show message including filename.

### 8.3 IrisNotFound, InvalidGazeVector, LowConfidence

- Do not auto-place into B-area.
- Optionally keep as candidate; doctor can correct by drag.

### 8.4 Multiple Images Same Direction

- Keep the higher confidence in main grid.
- Lower confidence ones go to candidates.

### 8.5 CropFailed, RotateFailed

- Show human-readable error; skip that image.

### 8.6 PythonCrash

- Show “ 处理失败，请重试 / Processing failed, please retry. ”
- Optionally restart Python engine.

### 8.7 Empty Cells in Export

- Still export full  $3 \times 3$  mosaic; empty cells use gray background.

### 8.8 Very Large Input

- Automatically downscale before processing.

### 8.9 OnlyOneEyeDetected, EyesClosed

- Mark as low confidence or error; require manual correction.

-----

## Chapter 9. Performance & Compatibility / 第9章 性能与设备适配

-----

### 9.1 Performance Targets

- 9 images processed    3 seconds on a flagship device.
- Python engine init    1.2 seconds.
- Memory usage    400 MB peak.

### 9.2 Python Optimization

- Load Mediapipe model once.
- Batch process all images.
- Downscale very large images.



### 9.3 Flutter Optimization

- Use Riverpod to minimize rebuild.
- Use lightweight drag widgets.

### 9.4 Device Compatibility

- Android 10 – 15.
- ARM64-v8a as primary ABI.
- No dependency on Google Play Services.

### 9.5 Offline Requirement

- Entire system must run fully offline.
- No cloud calls, no external APIs.

---

## Chapter 10. Future Extensions / 第 10 章 未来扩展

---

### 10.1 AI-based Gaze Classifier

- Replace or augment geometric dx/dy with a small CNN model.

### 10.2 Quality Assessment

- Score photo quality: blur, darkness, occlusion.

### 10.3 Multi-patient Management

- Store multiple mosaics with patient IDs & timestamps.

### 10.4 Annotation Tools

- Allow drawing arrows, notes on each image.

### 10.5 Video Mode

- Capture a short video, auto-select best frames for each direction.

---

End of Baseline Document / 基线文档结束

---